

	Cuidado de Silver Care Basic	Limpieza
<p>Silver Care Basic Cojín Silla de Ruedas</p> <p>Cubridor 3D de Espaciador de Fabrica</p> <p>Núcleo de Silver Spring</p> <p>Bolsillo externo para uso con inserción de Position Pro</p>	  <p style="text-align: center;">Núcleo de cojín de Silver Spring</p>	<p>✓ CICLO SUAVE</p> <p>✓ AGUA FRIA</p> <p>✓ GOTEO SECO</p> <p>✓ RETIRAR POSITION PRO</p> <p style="color: green;">Lavar cubridor & núcleo <u>juntos!</u></p>
<p>Inserto Position Pro</p> <p>Insierto de asiento rígido</p> <p>Usar con el Silver Care Basic (encaja en el cubierto del bolsillo)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Inserto Position Pro</u></p> 	<p>✓ RETIRE DE LA CUBIERTA</p> <p>✓ ROCIAR & LIMPIAR</p>